

| MINI WELL TORIC READY | | |
|-----------------------|----------|----------------|
| SPHERICAL EQUIVALENT | CYLINDER | DIOPTRIC POWER |
| 7,00 | 1,00 | 6,50 |
| 7,00 | 1,50 | 6,25 |
| 7,00 | 2,00 | 6,00 |
| 7,00 | 2,50 | 5,75 |
| 7,00 | 3,00 | 5,50 |
| 7,00 | 3,50 | 5,25 |
| 7,00 | 4,00 | 5,00 |
| 7,00 | 4,50 | 4,75 |
| 7,50 | 1,00 | 7,00 |
| 7,50 | 1,50 | 6,75 |
| 7,50 | 2,00 | 6,50 |
| 7,50 | 2,50 | 6,25 |
| 7,50 | 3,00 | 6,00 |
| 7,50 | 3,50 | 5,75 |
| 7,50 | 4,00 | 5,50 |
| 7,50 | 4,50 | 5,25 |
| 8,00 | 1,00 | 7,50 |
| 8,00 | 1,50 | 7,25 |
| 8,00 | 2,00 | 7,00 |
| 8,00 | 2,50 | 6,75 |
| 8,00 | 3,00 | 6,50 |
| 8,00 | 3,50 | 6,25 |
| 8,00 | 4,00 | 6,00 |
| 8,00 | 4,50 | 5,75 |
| 8,50 | 1,00 | 8,00 |
| 8,50 | 1,50 | 7,75 |
| 8,50 | 2,00 | 7,50 |
| 8,50 | 2,50 | 7,25 |
| 8,50 | 3,00 | 7,00 |
| 8,50 | 3,50 | 6,75 |
| 8,50 | 4,00 | 6,50 |
| 8,50 | 4,50 | 6,25 |
| 9,00 | 1,00 | 8,50 |
| 9,00 | 1,50 | 8,25 |
| 9,00 | 2,00 | 8,00 |
| 9,00 | 2,50 | 7,75 |
| 9,00 | 3,00 | 7,50 |
| 9,00 | 3,50 | 7,25 |
| 9,00 | 4,00 | 7,00 |
| 9,00 | 4,50 | 6,75 |
| 9,50 | 1,00 | 9,00 |
| 9,50 | 1,50 | 8,75 |
| 9,50 | 2,00 | 8,50 |
| 9,50 | 2,50 | 8,25 |
| 9,50 | 3,00 | 8,00 |
| 9,50 | 3,50 | 7,75 |
| 9,50 | 4,00 | 7,50 |
| 9,50 | 4,50 | 7,25 |
| 10,00 | 1,00 | 9,50 |
| 10,00 | 1,50 | 9,25 |
| 10,00 | 2,00 | 9,00 |
| 10,00 | 2,50 | 8,75 |
| 10,00 | 3,00 | 8,50 |
| 10,00 | 3,50 | 8,25 |
| 10,00 | 4,00 | 8,00 |
| 10,00 | 4,50 | 7,75 |
| 10,50 | 1,00 | 10,00 |
| 10,50 | 1,50 | 9,75 |
| 10,50 | 2,00 | 9,50 |
| 10,50 | 2,50 | 9,25 |
| 10,50 | 3,00 | 9,00 |
| 10,50 | 3,50 | 8,75 |
| 10,50 | 4,00 | 8,50 |
| 10,50 | 4,50 | 8,25 |
| 11,00 | 1,00 | 10,50 |
| 11,00 | 1,50 | 10,25 |
| 11,00 | 2,00 | 10,00 |
| 11,00 | 2,50 | 9,75 |
| 11,00 | 3,00 | 9,50 |
| 11,00 | 3,50 | 9,25 |
| 11,00 | 4,00 | 9,00 |
| 11,00 | 4,50 | 8,75 |
| 11,50 | 1,00 | 11,00 |
| 11,50 | 1,50 | 10,75 |
| 11,50 | 2,00 | 10,50 |
| 11,50 | 2,50 | 10,25 |
| 11,50 | 3,00 | 10,00 |
| 11,50 | 3,50 | 9,75 |
| 11,50 | 4,00 | 9,50 |
| 11,50 | 4,50 | 9,25 |
| 12,00 | 1,00 | 11,50 |
| 12,00 | 1,50 | 11,25 |
| 12,00 | 2,00 | 11,00 |
| 12,00 | 2,50 | 10,75 |
| 12,00 | 3,00 | 10,50 |
| 12,00 | 3,50 | 10,25 |
| 12,00 | 4,00 | 10,00 |
| 12,00 | 4,50 | 9,75 |
| 12,50 | 1,00 | 12,00 |
| 12,50 | 1,50 | 11,75 |
| 12,50 | 2,00 | 11,50 |
| 12,50 | 2,50 | 11,25 |
| 12,50 | 3,00 | 11,00 |
| 12,50 | 3,50 | 10,75 |
| 12,50 | 4,00 | 10,50 |
| 12,50 | 4,50 | 10,25 |
| 13,00 | 1,00 | 12,50 |
| 13,00 | 1,50 | 12,25 |
| 13,00 | 2,00 | 12,00 |
| 13,00 | 2,50 | 11,75 |
| 13,00 | 3,00 | 11,50 |
| 13,00 | 3,50 | 11,25 |
| 13,00 | 4,00 | 11,00 |
| 13,00 | 4,50 | 10,75 |
| 13,50 | 1,00 | 13,00 |
| 13,50 | 1,50 | 12,75 |
| 13,50 | 2,00 | 12,50 |
| 13,50 | 2,50 | 12,25 |
| 13,50 | 3,00 | 12,00 |
| 13,50 | 3,50 | 11,75 |
| 13,50 | 4,00 | 11,50 |

| MINI WELL TORIC READY | |
|---|-----------------------|
| Diameter of the optical plate (mm) ϕ_p | 6 |
| Total Diameter (mm) ϕ_T | 10,75 |
| Angle of the haptics | 5° |
| Haptics number | 4 |
| Min. Spherical Equivalent | 7 |
| Max. Spherical Equivalent | 32 |
| Incremental Step | 0.5 from +7,5 to +32 |
| Corneal Equivalent Addition (D) | 3 |
| Cyl (D) | 0.5 from +1,0 to +4,5 |

| | | |
|-------|------|-------|
| 13,50 | 4,50 | 11,25 |
| 14,00 | 1,00 | 13,50 |
| 14,00 | 1,50 | 13,25 |
| 14,00 | 2,00 | 13,00 |
| 14,00 | 2,50 | 12,75 |
| 14,00 | 3,00 | 12,50 |
| 14,00 | 3,50 | 12,25 |
| 14,00 | 4,00 | 12,00 |
| 14,00 | 4,50 | 11,75 |
| 14,50 | 1,00 | 14,00 |
| 14,50 | 1,50 | 13,75 |
| 14,50 | 2,00 | 13,50 |
| 14,50 | 2,50 | 13,25 |
| 14,50 | 3,00 | 13,00 |
| 14,50 | 3,50 | 12,75 |
| 14,50 | 4,00 | 12,50 |
| 14,50 | 4,50 | 12,25 |
| 15,00 | 1,00 | 14,50 |
| 15,00 | 1,50 | 14,25 |
| 15,00 | 2,00 | 14,00 |
| 15,00 | 2,50 | 13,75 |
| 15,00 | 3,00 | 13,50 |
| 15,00 | 3,50 | 13,25 |
| 15,00 | 4,00 | 13,00 |
| 15,00 | 4,50 | 12,75 |
| 15,50 | 1,00 | 15,00 |
| 15,50 | 1,50 | 14,75 |
| 15,50 | 2,00 | 14,50 |
| 15,50 | 2,50 | 14,25 |
| 15,50 | 3,00 | 14,00 |
| 15,50 | 3,50 | 13,75 |
| 15,50 | 4,00 | 13,50 |
| 15,50 | 4,50 | 13,25 |
| 16,00 | 1,00 | 15,50 |
| 16,00 | 1,50 | 15,25 |
| 16,00 | 2,00 | 15,00 |
| 16,00 | 2,50 | 14,75 |
| 16,00 | 3,00 | 14,50 |
| 16,00 | 3,50 | 14,25 |
| 16,00 | 4,00 | 14,00 |
| 16,00 | 4,50 | 13,75 |
| 16,50 | 1,00 | 16,00 |
| 16,50 | 1,50 | 15,75 |
| 16,50 | 2,00 | 15,50 |
| 16,50 | 2,50 | 15,25 |
| 16,50 | 3,00 | 15,00 |
| 16,50 | 3,50 | 14,75 |
| 16,50 | 4,00 | 14,50 |
| 16,50 | 4,50 | 14,25 |
| 17,00 | 1,00 | 16,50 |
| 17,00 | 1,50 | 16,25 |
| 17,00 | 2,00 | 16,00 |
| 17,00 | 2,50 | 15,75 |
| 17,00 | 3,00 | 15,50 |
| 17,00 | 3,50 | 15,25 |
| 17,00 | 4,00 | 15,00 |
| 17,00 | 4,50 | 14,75 |
| 17,50 | 1,00 | 17,00 |
| 17,50 | 1,50 | 16,75 |
| 17,50 | 2,00 | 16,50 |
| 17,50 | 2,50 | 16,25 |
| 17,50 | 3,00 | 16,00 |
| 17,50 | 3,50 | 15,75 |
| 17,50 | 4,00 | 15,50 |
| 17,50 | 4,50 | 15,25 |
| 18,00 | 1,00 | 17,50 |
| 18,00 | 1,50 | 17,25 |
| 18,00 | 2,00 | 17,00 |
| 18,00 | 2,50 | 16,75 |
| 18,00 | 3,00 | 16,50 |
| 18,00 | 3,50 | 16,25 |
| 18,00 | 4,00 | 16,00 |
| 18,00 | 4,50 | 15,75 |
| 18,50 | 1,00 | 18,00 |
| 18,50 | 1,50 | 17,75 |
| 18,50 | 2,00 | 17,50 |
| 18,50 | 2,50 | 17,25 |
| 18,50 | 3,00 | 17,00 |
| 18,50 | 3,50 | 16,75 |
| 18,50 | 4,00 | 16,50 |
| 18,50 | 4,50 | 16,25 |
| 19,00 | 1,00 | 18,50 |
| 19,00 | 1,50 | 18,25 |
| 19,00 | 2,00 | 18,00 |
| 19,00 | 2,50 | 17,75 |
| 19,00 | 3,00 | 17,50 |
| 19,00 | 3,50 | 17,25 |
| 19,00 | 4,00 | 17,00 |
| 19,00 | 4,50 | 16,75 |
| 19,50 | 1,00 | 19,00 |
| 19,50 | 1,50 | 18,75 |
| 19,50 | 2,00 | 18,50 |
| 19,50 | 2,50 | 18,25 |
| 19,50 | 3,00 | 18,00 |
| 19,50 | 3,50 | 17,75 |
| 19,50 | 4,00 | 17,50 |
| 19,50 | 4,50 | 17,25 |
| 20,00 | 1,00 | 19,50 |
| 20,00 | 1,50 | 19,25 |
| 20,00 | 2,00 | 19,00 |
| 20,00 | 2,50 | 18,75 |
| 20,00 | 3,00 | 18,50 |
| 20,00 | 3,50 | 18,25 |
| 20,00 | 4,00 | 18,00 |
| 20,00 | 4,50 | 17,75 |
| 20,50 | 1,00 | 20,00 |
| 20,50 | 1,50 | 19,75 |
| 20,50 | 2,00 | 19,50 |
| 20,50 | 2,50 | 19,25 |
| 20,50 | 3,00 | 19,00 |
| 20,50 | 3,50 | 18,75 |
| 20,50 | 4,00 | 18,50 |

| | | |
|-------|------|-------|
| 20,50 | 4,50 | 18,25 |
| 21,00 | 1,00 | 20,50 |
| 21,00 | 1,50 | 20,25 |
| 21,00 | 2,00 | 20,00 |
| 21,00 | 2,50 | 19,75 |
| 21,00 | 3,00 | 19,50 |
| 21,00 | 3,50 | 19,25 |
| 21,00 | 4,00 | 19,00 |
| 21,00 | 4,50 | 18,75 |
| 21,50 | 1,00 | 21,00 |
| 21,50 | 1,50 | 20,75 |
| 21,50 | 2,00 | 20,50 |
| 21,50 | 2,50 | 20,25 |
| 21,50 | 3,00 | 20,00 |
| 21,50 | 3,50 | 19,75 |
| 21,50 | 4,00 | 19,50 |
| 21,50 | 4,50 | 19,25 |
| 22,00 | 1,00 | 21,50 |
| 22,00 | 1,50 | 21,25 |
| 22,00 | 2,00 | 21,00 |
| 22,00 | 2,50 | 20,75 |
| 22,00 | 3,00 | 20,50 |
| 22,00 | 3,50 | 20,25 |
| 22,00 | 4,00 | 20,00 |
| 22,00 | 4,50 | 19,75 |
| 22,50 | 1,00 | 22,00 |
| 22,50 | 1,50 | 21,75 |
| 22,50 | 2,00 | 21,50 |
| 22,50 | 2,50 | 21,25 |
| 22,50 | 3,00 | 21,00 |
| 22,50 | 3,50 | 20,75 |
| 22,50 | 4,00 | 20,50 |
| 22,50 | 4,50 | 20,25 |
| 23,00 | 1,00 | 22,50 |
| 23,00 | 1,50 | 22,25 |
| 23,00 | 2,00 | 22,00 |
| 23,00 | 2,50 | 21,75 |
| 23,00 | 3,00 | 21,50 |
| 23,00 | 3,50 | 21,25 |
| 23,00 | 4,00 | 21,00 |
| 23,00 | 4,50 | 20,75 |
| 23,50 | 1,00 | 23,00 |
| 23,50 | 1,50 | 22,75 |
| 23,50 | 2,00 | 22,50 |
| 23,50 | 2,50 | 22,25 |
| 23,50 | 3,00 | 22,00 |
| 23,50 | 3,50 | 21,75 |
| 23,50 | 4,00 | 21,50 |
| 23,50 | 4,50 | 21,25 |
| 24,00 | 1,00 | 23,50 |
| 24,00 | 1,50 | 23,25 |
| 24,00 | 2,00 | 23,00 |
| 24,00 | 2,50 | 22,75 |
| 24,00 | 3,00 | 22,50 |
| 24,00 | 3,50 | 22,25 |
| 24,00 | 4,00 | 22,00 |
| 24,00 | 4,50 | 21,75 |
| 24,50 | 1,00 | 24,00 |
| 24,50 | 1,50 | 23,75 |
| 24,50 | 2,00 | 23,50 |
| 24,50 | 2,50 | 23,25 |
| 24,50 | 3,00 | 23,00 |
| 24,50 | 3,50 | 22,75 |
| 24,50 | 4,00 | 22,50 |
| 24,50 | 4,50 | 22,25 |
| 25,00 | 1,00 | 24,50 |
| 25,00 | 1,50 | 24,25 |
| 25,00 | 2,00 | 24,00 |
| 25,00 | 2,50 | 23,75 |
| 25,00 | 3,00 | 23,50 |
| 25,00 | 3,50 | 23,25 |
| 25,00 | 4,00 | 23,00 |
| 25,00 | 4,50 | 22,75 |
| 25,50 | 1,00 | 25,00 |
| 25,50 | 1,50 | 24,75 |
| 25,50 | 2,00 | 24,50 |
| 25,50 | 2,50 | 24,25 |
| 25,50 | 3,00 | 24,00 |
| 25,50 | 3,50 | 23,75 |
| 25,50 | 4,00 | 23,50 |
| 25,50 | 4,50 | 23,25 |
| 26,00 | 1,00 | 25,50 |
| 26,00 | 1,50 | 25,25 |
| 26,00 | 2,00 | 25,00 |
| 26,00 | 2,50 | 24,75 |
| 26,00 | 3,00 | 24,50 |
| 26,00 | 3,50 | 24,25 |
| 26,00 | 4,00 | 24,00 |
| 26,00 | 4,50 | 23,75 |
| 26,50 | 1,00 | 26,00 |
| 26,50 | 1,50 | 25,75 |
| 26,50 | 2,00 | 25,50 |
| 26,50 | 2,50 | 25,25 |
| 26,50 | 3,00 | 25,00 |
| 26,50 | 3,50 | 24,75 |
| 26,50 | 4,00 | 24,50 |
| 26,50 | 4,50 | 24,25 |
| 27,00 | 1,00 | 26,50 |
| 27,00 | 1,50 | 26,25 |
| 27,00 | 2,00 | 26,00 |
| 27,00 | 2,50 | 25,75 |
| 27,00 | 3,00 | 25,50 |
| 27,00 | 3,50 | 25,25 |
| 27,00 | 4,00 | 25,00 |
| 27,00 | 4,50 | 24,75 |
| 27,50 | 1,00 | 27,00 |
| 27,50 | 1,50 | 26,75 |
| 27,50 | 2,00 | 26,50 |
| 27,50 | 2,50 | 26,25 |
| 27,50 | 3,00 | 26,00 |
| 27,50 | 3,50 | 25,75 |
| 27,50 | 4,00 | 25,50 |

| | | |
|-------|------|-------|
| 27,50 | 4,50 | 25,25 |
| 28,00 | 1,00 | 27,50 |
| 28,00 | 1,50 | 27,25 |
| 28,00 | 2,00 | 27,00 |
| 28,00 | 2,50 | 26,75 |
| 28,00 | 3,00 | 26,50 |
| 28,00 | 3,50 | 26,25 |
| 28,00 | 4,00 | 26,00 |
| 28,00 | 4,50 | 25,75 |
| 28,50 | 1,00 | 28,00 |
| 28,50 | 1,50 | 27,75 |
| 28,50 | 2,00 | 27,50 |
| 28,50 | 2,50 | 27,25 |
| 28,50 | 3,00 | 27,00 |
| 28,50 | 3,50 | 26,75 |
| 28,50 | 4,00 | 26,50 |
| 28,50 | 4,50 | 26,25 |
| 29,00 | 1,00 | 28,50 |
| 29,00 | 1,50 | 28,25 |
| 29,00 | 2,00 | 28,00 |
| 29,00 | 2,50 | 27,75 |
| 29,00 | 3,00 | 27,50 |
| 29,00 | 3,50 | 27,25 |
| 29,00 | 4,00 | 27,00 |
| 29,00 | 4,50 | 26,75 |
| 29,50 | 1,00 | 29,00 |
| 29,50 | 1,50 | 28,75 |
| 29,50 | 2,00 | 28,50 |
| 29,50 | 2,50 | 28,25 |
| 29,50 | 3,00 | 28,00 |
| 29,50 | 3,50 | 27,75 |
| 29,50 | 4,00 | 27,50 |
| 29,50 | 4,50 | 27,25 |
| 30,00 | 1,00 | 29,50 |
| 30,00 | 1,50 | 29,25 |
| 30,00 | 2,00 | 29,00 |
| 30,00 | 2,50 | 28,75 |
| 30,00 | 3,00 | 28,50 |
| 30,00 | 3,50 | 28,25 |
| 30,00 | 4,00 | 28,00 |
| 30,00 | 4,50 | 27,75 |
| 30,50 | 1,00 | 30,00 |
| 30,50 | 1,50 | 29,75 |
| 30,50 | 2,00 | 29,50 |
| 30,50 | 2,50 | 29,25 |
| 30,50 | 3,00 | 29,00 |
| 30,50 | 3,50 | 28,75 |
| 30,50 | 4,00 | 28,50 |
| 30,50 | 4,50 | 28,25 |
| 31,00 | 1,00 | 30,50 |
| 31,00 | 1,50 | 30,25 |
| 31,00 | 2,00 | 30,00 |
| 31,00 | 2,50 | 29,75 |
| 31,00 | 3,00 | 29,50 |
| 31,00 | 3,50 | 29,25 |
| 31,00 | 4,00 | 29,00 |
| 31,00 | 4,50 | 28,75 |
| 31,50 | 1,00 | 31,00 |
| 31,50 | 1,50 | 30,75 |
| 31,50 | 2,00 | 30,50 |
| 31,50 | 2,50 | 30,25 |
| 31,50 | 3,00 | 30,00 |
| 31,50 | 3,50 | 29,75 |
| 31,50 | 4,00 | 29,50 |
| 31,50 | 4,50 | 29,25 |
| 32,00 | 1,00 | 31,50 |
| 32,00 | 1,50 | 31,25 |
| 32,00 | 2,00 | 31,00 |
| 32,00 | 2,50 | 30,75 |
| 32,00 | 3,00 | 30,50 |
| 32,00 | 3,50 | 30,25 |
| 32,00 | 4,00 | 30,00 |
| 32,00 | 4,50 | 29,75 |